



Общество с ограниченной ответственностью

ООО «НИЦ «ПолимерТест»

ИНН 5027225177 КПП 502701001

140000, Московская обл., Люберецкий р-н., Люберцы г, Красная ул, дом. 1,

ЛИТЕР Р, помещение 203

Результаты испытаний

От 28.11.2019

Наименование испытательного центра: ООО «НИЦ «ПолимерТест», г.Люберцы, ул. Красная д.1, литер Р.

Наименование испытываемой продукции:

Герметик силиконовый PURAFLEX 9270 черный

Герметик силиконовый PURAFLEX 9270 серый

Герметик для вторичной герметизации:

Стиз 30 ОП партия 19п-887, ВП партия 19к-891

Стиз М ОП партия 19п-900, ВП партия 19к-904

Результаты испытаний:

Испытания проводились согласно директиве Института оконной техники IFT Rosenheim DI-01/1 «Совместимость герметиков», часть 1 «Испытания материалов, контактирующих с герметиками изолирующего стекла» (The usability of sealants, Part 1, Testing of materials in contact with the edge-sealing of insulating glass units), метод испытаний «Тройной тест» Р1, п. 4.1 (явное и кратковременное взаимодействие испытываемых материалов при прямом и косвенном контакте друг с другом).

Визуальная оценка образцов проводилась в течение 28 дней.

Визуальная оценка образцов в	PURAFLEX 9270 черный			
	Стиз 30 отвержденный при комнатной температуре (23°C, отн. Влажность 50%)	Стиз 30 отвержденный образец находится в термошкафу (T= 50 ± 3°C)	Стиз М отвержденный при комнатной температуре (23°C, отн. Влажность 50%)	Стиз М отвержденный находится в термошкафу (T= 50 ± 3°C)
1 день				
10 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений

14 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений
28 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений

Визуальная оценка образцов	PURAFLEX 9270 серый			
	Стиз 30 отвержденный при комнатной температуре (23°C, отн. влажность 50%)	Стиз 30 отвержденный образец находится в термошкафу (T= 50 ± 3°C)	Стиз М отвержденный при комнатной температуре (23°C, отн. влажность 50%)	Стиз М отвержденный находится в термошкафу (T= 50 ± 3°C)
1 день				
10 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений
14 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений
28 дней	Без изменений	Без изменений	Без изменений	Без изменений

Заключение:

Герметики для вторичной герметизации Стиз 30 и Стиз М совместимы с силиконовым герметиком PURAFLEX 9270 (цвет черный) PURAFLEX 9270 (цвет серый).

Руководитель ИЛ ООО НИЦ «ПолимерТест»

Вавилова А.Ц.



28.11.2015